


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Ikk β Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O14920

Numéro d'article: CM0007566



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant l'IKK β humain (O14920) pour les applications Western blot, IHC-P et ELISA. Idéal pour les études de signalisation NF- κ B et le développement de tests IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IKK β Rabbit mAb
Remarques/Alias	IKK2; IKKB; IMD15; IMD15A; IMD15B; NFKB1KB; IKK-beta; IKK β
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	3551
ID du gène	3551
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence dans les acides aminés 1-100 de l'IKK β humain (O14920).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O14920
Poids de la protéine	29-87 kDa
Expédition	Sac de glace