


Anti-Ikkβ Pab De Lapin Pour Wb, If/Icc, Elisa - O14920

Numéro d'article: CM0023125



Introduction

IKKβ pAb de lapin est un anticorps polyclonal validé pour WB, IF/ICC et ELISA sur échantillons humains et murins. Il cible la kinase IKKβ, essentielle à la voie de signalisation inflammatoire de NF-κB.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	IKKβ pAb de lapin
Remarques / Alias	IKK2, IKKB, IMD15, IMD15A, IMD15B, NFKB1KB, IKK-beta, IKKβ
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	3551
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 400 et 669 de l'IKKβ humain (NP_001547.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	O14920
Poids protéique	29-87 kDa
Expédition	Sac de glace