


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ikk β Pour Wb, Elisa - O14920

Numéro d'article: CM0018518



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant IKK β (IKK2, IKBKB) adapté pour le Western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain et la souris. Idéal pour l'étude de la signalisation NF-kappa-B, des réponses immunitaires et des maladies inflammatoires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IKK β Lapin pAb
Remarques/Alias	IKK2; IKBK; IMD15; IMD15A; IMD15B; NFKBKB; IKK-beta; IKK β
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	3551
GenelD	3551
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 400-669 d'IKK β (NP_001547.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	O14920
Poids moléculaire	29-87 kDa
Expédition	Sac de glace