

Anticorps Monoclonal Anti-Ikzf3 Pour Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Ukt9

Numéro d'article: CM0009986

Introduction

Anticorps monoclonal anti-IKZF3 validé pour WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'IKZF3 humain, murin, rat. Immunogène recombinant. Essentiel pour les études de différenciation lymphocytaire, de développement des cellules B et de régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IKZF3 Rabbit mAb
Remarques/Alias	AIO; IMD84; AIOLOS; ZNFN1A3; IKZF3
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	22806
Identifiant du gène	22806
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 400-509 de l'IKZF3 humain (Q9UKT9).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UKT9
Poids moléculaire protéique	58 kDa
Expédition	Sac de glace