

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Ikzf3 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Ukt9

Numéro d'article: CM0006863

Introduction

Anticorps monoclonal lapin ciblant l'IKZF3 humain (Aiolos) pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA. Réagit avec l'homme et le rat. Idéal pour la recherche sur la différenciation des lymphocytes et la biologie des cellules B.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IKZF3 Rabbit mAb
Remarques / alias	AIO ; IMD84 ; AIOLOS ; ZNFN1A3 ; IKZF3
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	22806
ID du gène	22806
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de l'IKZF3 humain (Q9UKT9).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q9UKT9
Poids de la protéine	58 kDa
Expédition	Sachet réfrigérant