

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ikzf3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ukt9

Numéro d'article: CM0026196

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre IKZF3 (Aiolos), validé pour le WB, l'IF/ICC et l'ELISA sur des échantillons humains et murins. Joue un rôle clé dans la différenciation des lymphocytes B et la régulation de l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	IKZF3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	AIO ; IMD84 ; AIOLOS ; ZNFN1A3 ; IKZF3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	22806
GeneID	22806
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 280-450 de l'IKZF3 humain (NP_036613.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9UKT9
Poids moléculaire de la protéine	58 kDa
Expédition	Sac de glace