

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-IL-1 Bêta Pour Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P01584

Numéro d'article: CM0015209



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'IL-1 bêta humaine (IL1 β , IL-1, IL1F2). Convient pour WB, IF/ICC, IF-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'IL-1 β humaine, de souris et de rat. Pour la recherche sur l'inflammation et les cytokines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IL1 β Lapin pAb
Remarques/Alias	IL-1; IL1F2; IL1beta; IL1-BETA; IL1 β
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3553
GeneID	3553
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-269 de l'IL1 β humaine (NP_000567.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P01584
Poids moléculaire	31 kDa
Expédition	Sac de glace