

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-IL-13 Pour Fc, Elisa - P20109

Numéro d'article: CM0006207

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant l'IL-13 de souris, validé pour la cytométrie en flux intracellulaire et l'ELISA. Spécifique de l'IL-13 de souris, masse protéique de 14 kDa. Adapté à la recherche sur les allergies et les inflammations.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb anti-IL-13 de lapin
Remarques / Alias	IL-13
Espèce	Souris
GenelD (Humain)	3596
GenelD	16163
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-131 de l'IL-13 de souris (NP_032381.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	FC (intra), ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P20109
Masse protéique	14 kDa
Expédition	Sachet de glace