


Anticorps Monoclonal Anti-IL-13R α 1 (Cd213A1) Pour Cytométrie En Flux - P78552

Numéro d'article: CM0008055



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant le IL-13R α 1 humain (CD213a1). Validé pour la cytométrie en flux sur échantillons humains, supportant les études de signalisation IL-13/IL-4 en immunologie et oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Humain CD213a1/IL-13R α 1 mAb
Remarques/Alias	IL13RA1; CD213A1; CT19; IL-13Ra; NR4; sous-unité alpha-1 du récepteur de l'interleukine-13
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	3597
GenelD	3597
Immunogène	Protéine recombinante; Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29-343 du CD213a1/IL-13R α 1 humain (NP_001551.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P78552
Poids Protéique	31kDa/48kDa
Expédition	Sac de glace