

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-IL-15Ra Pour If/Icc, Fc, Elisa - Q60819

Numéro d'article: CM0009581



Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute affinité dirigé contre l'IL-15RA de souris (CD215) pour IF/ICC, FC, ELISA. Immunogène de protéine recombinante, PM 28kDa, réagit avec la souris. Convient à l'étude de la signalisation IL-15 et de la fonction des cellules immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IL-15RA Lapin mAb
Remarques/Alias	Il15ra
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	3601
GeneID	16169
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 33-205 de la CD215/IL-15R α de souris (NP_032384.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IF/ICC, FC, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q60819
Poids moléculaire	28kDa
Expédition	Sac de glace