

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-IL-1Ra Pour Wb Et Elisa - P25085

Numéro d'article: CM0006374

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre l'antagoniste du récepteur de l'interleukine-1 (IL-1RA/IL-1ra) de souris pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain. Convient pour la recherche sur l'inflammation et les cytokines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IL-1RA Rabbit mAb
Remarques/Alias	IL-1ra ; F630041P17Rik ; IL-1RA
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	3557
GeneID	16181
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-178 de l'IL-1RA de souris (NP_001034790.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P25085
Poids moléculaire protéique	20 kDa
Expédition	Sac de glace