

## Anticorps Monoclonal Anti-IL-1Racp Pour Wb, Elisa - Q9Nph3

Numéro d'article: CM0005967



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la protéine accessoire du récepteur de l'interleukine-1 humaine (IL-1RacP/IL1R3). Validé pour WB, ELISA avec réactivité croisée pour la souris et le rat. Idéal pour les études de signalisation IL-1, IL-36 et IL-33.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                                                    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit     | IL-1RacP Lapin mAb                                                                                                                                        |
| Remarques/Alias    | IL1R3; C3orf13; IL-1RacP                                                                                                                                  |
| Espèce             | Humain                                                                                                                                                    |
| GeneID (Humain)    | 3556                                                                                                                                                      |
| GeneID             | 3556                                                                                                                                                      |
| Immunogène         | Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 391-470 de l'IL-1RacP humaine (NP_002173.1). |
| Source             | Lapin                                                                                                                                                     |
| Catégorie          | Anticorps Monoclonaux                                                                                                                                     |
| Application        | WB, ELISA                                                                                                                                                 |
| Réactivité Croisée | Humain, Souris, Rat                                                                                                                                       |
| SWISS              | Q9NPH3                                                                                                                                                    |
| Poids Protéique    | 65kDa                                                                                                                                                     |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                                              |