


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-IL-1RacP Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nph3

Numéro d'article: CM0030555



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'IL-1RacP humain (IL1R3), validé pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur la signalisation et l'inflammation de l'IL-1/IL-33/IL-36.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IL-1RacP pAb de lapin
Remarques/Alias	IL1R3; C3orf13; IL-1RacP
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	3556
ID du gène	3556
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-356 de l'IL-1RacP humain (NP_001161402.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NPH3
Poids moléculaire de la protéine	65 kDa
Expédition	Sac de glace