

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-IL-21 Pour Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q9Hbe4

Numéro d'article: CM0008642



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-IL-21 humaine validé pour WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Réagit avec les protéines humaines et de rat. Cible la cytokine IL-21 impliquée dans l'immunité, la génération des cellules Tfh et la production d'anticorps par les cellules B. Convient à la recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-IL-21
Remarques/alias	Za11 ; IL-21 ; CVID11
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	59067
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25 à 162 de l'IL-21 humaine (NP_068575.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, rat
SWISS	Q9HBE4
Poids de la protéine	18 kDa/19 kDa
Expédition	Pack de glace