

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-IL-27Ra/Wsx-1 Pour Fc, Elisa - Q6Uwb1

Numéro d'article: CM0005550



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'IL-27RA/WSX-1 humain, validé pour la cytométrie en flux et l'ELISA avec réactivité croisée chez le rat. Idéal pour la recherche sur la réponse immunitaire Th1 et la signalisation des cytokines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IL-27RA/WSX-1 mAb de lapin
Remarques/Alias	CRL1; TCCR; WSX1; IL27R; IL-27RA; zcytor1; IL-27RA/WSX-1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9466
GeneID	9466
Immunogène	Protéine recombinante (protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 33-283 de l'IL-27RA/WSX-1 humain, NP_004834.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q6UWB1
Poids de la protéine	69kDa
Expédition	Sac de glace