


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-IL-33R/St2 Pour Wb, If/Icc, Fc, Elisa - P14719

Numéro d'article: CM0004228



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-IL-33R/ST2 validé pour WB, IF/ICC, FC, ELISA. Il reconnaît la chaîne alpha du récepteur de l'IL-33 de souris (UniProt P14719) pour la recherche sur l'immunité innée et adaptative.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IL-33R/ST2 Rabbit mAb
Remarques / Alias	T1, St2, DER4, Ly84, ST2L, Fit-1, T1/ST2, St2-rs1
Espèce	Souris
ID du gène (Humain)	9173
ID du gène	17082
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-332 de l'IL-33R/ST2 de souris (NP_001020773.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P14719
Poids de la protéine	65kDa
Expédition	Sachet de glace