


Anticorps Monoclonal Anti-IL-36 Gamma Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nzh8

Numéro d'article: CM0005060



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin recombinant ciblant l'IL-36 gamma humaine (Q9NZH8). Validé pour les applications WB, IF/ICC et ELISA. Idéal pour l'étude de l'inflammation cutanée, du psoriasis et de l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IL-36 Gamma Rabbit mAb
Remarques/Alias	IL36G ; IL-1F9 ; IL-1H1 ; IL-1RP2 ; IL1E ; IL1F9 ; IL1H1 ; IL1RP2 ; interleukine-36 gamma ; IL-36 Gamma
Espèce	humain
Identifiant du gène (Humain)	56300
Identifiant du gène	56300
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18-169 de l'IL-36 Gamma humaine (NP_062564.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9NZH8
Poids moléculaire de la protéine	14kDa/18kDa
Expédition	Sac de glace