

Anticorps Polyclonal Anti-IL-6 Pour Wb Et Elisa - P20607

Numéro d'article: CM0025918

Introduction

IL-6 Lapin pAb, validé pour les applications WB et ELISA. Réagit avec l'IL-6 humaine, murine et de rat, une cytokine essentielle dans l'immunité, l'inflammation et le métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du produit	IL-6 Lapin pAb
Remarques/Alias	ILg6 ; Ifnb2
Espèce	Rat
GeneID (Humain)	3569
GeneID	24498
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-211 de l'IL-6 de rat (NP_036721.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P20607
Poids moléculaire de la protéine	24 kDa
Expédition	Sac de glace