

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-IL-6 Pour Ihc-P, If/Icc, Elisa - P20607

Numéro d'article: CM0003736

Introduction

Cet anticorps monoclonal de lapin cible l'IL-6, validé pour IHC-P, IF/ICC et ELISA. Adapté aux études sur l'immunité, l'inflammation et le métabolisme dans des échantillons humains et de rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IL-6 Rabbit mAb
Remarques/Alias	IL6 ; Ifnb2 ; IL6
Espèce	Rat
ID du gène (Humain)	3569
ID du gène (Rat)	24498
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-211 de l'IL6 de rat (NP_036721.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Rat
SWISS	P20607
Poids de la protéine	24 kDa
Expédition	Sac de glace