


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-IL-6 Pour Wb Et Elisa - P05231

Numéro d'article: CM0003740



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-IL-6 de haute spécificité validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA, détectant l'IL-6 humaine. Idéal pour la recherche sur la réponse immunitaire, l'inflammation et la régulation métabolique. L'immunogène recombinant assure des performances constantes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	IL-6 mAc Lapin
Remarques/Alias	CDF; HGF; HSF; BSF2; IL-6; BSF-2; IFNB2; IFN-beta-2; IL6
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	3569
ID de Gène	3569
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P05231
Poids Protéique	21-24 kDa
Expédition	Sac de glace