

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-IL-6 Pour Wb, Ip, If/Icc, Elisa - P20607

Numéro d'article: CM0008214

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'IL-6 de rat, validé pour WB, IP, IF/ICC et ELISA. Réagit également avec l'IL-6 de souris. Convient à l'étude de la réponse de phase aiguë, de l'inflammation et de la régulation immunitaire. Fourni par l'intermédiaire de CamelBio.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-IL-6
Remarques/Alias	ILg6 ; Ifnb2
Espèce	Rat
GeneID (humain)	3569
GeneID	24498
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25 à 211 de l'IL-6 de rat (NP_036721.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P20607
Poids de la protéine	24 kDa
Expédition	Sac réfrigérant