


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-IL-6 Pour Wb, Elisa - P05231

Numéro d'article: CM0017479



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin anti-IL-6 détecte l'IL-6 humaine, murine et rat dans les tests WB et ELISA. Il reconnaît une cytokine clé de la phase aiguë impliquée dans la réponse immunitaire, l'inflammation et le métabolisme. Idéal pour étudier les infections, les lésions tissulaires et les maladies auto-immunes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IL-6 pAb de lapin
Remarques/Alias	CDF ; HGF ; HSF ; BSF2 ; IL-6 ; BSF-2 ; IFNB2 ; IFN-bêta-2 ; IL6
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3569
GeneID	3569
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30-212 de l'IL6 humaine (NP_000591.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P05231
Poids protéique	24 kDa
Expédition	Sac de glace