


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-IL-6 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P05231

Numéro d'article: CM0013608



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-IL-6 validé pour WB, IF/ICC et ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Cible la cytokine IL-6 (P05231), impliquée dans l'immunité, l'inflammation et le métabolisme. Idéal pour les essais diagnostiques et de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IL-6 Rabbit pAb
Remarques/Alias	CDF ; HGF ; HSF ; BSF2 ; IL-6 ; BSF-2 ; IFNB2 ; IFN-beta-2 ; IL6
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	3569
ID du gène	3569
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 30 et 212 de l'IL6 humaine (NP_000591.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P05231
Poids moléculaire	24 kDa
Expédition	Sac de glace