

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-IL10 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P22301

Numéro d'article: CM0024659



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-IL10 (Humain, Souris, Rat) validé pour WB, IHC-P, ELISA. Idéal pour l'étude des cytokines anti-inflammatoires dans la régulation immunitaire, l'inflammation et la recherche sur les maladies.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IL10 Lapin pAb
Remarques/Alias	CSIF; TGIF; GVHDS; IL-10; IL10A; IL10
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	3586
ID de gène	3586
Immunogène	Peptide synthétique, un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 19-178 de l'IL10 humaine (NP_000563.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P22301
Poids de la protéine	21kDa
Expédition	Sac de glace