


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-IL10Rb Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q08334

Numéro d'article: CM0017699



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant l'IL10RB humain. Validé pour les applications WB, IF/ICC et ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation des cytokines et la défense antivirale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IL10RB Rabbit pAb
Remarques/Alias	CRFB4; IBD25; CRF2-4; D21S58; D21S66; CDW210B; IL-10R2; IL-10RB; IL10RB
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	3588
GeneID	3588
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-220 de l'IL10RB humaine (NP_000619.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q08334
Poids moléculaire	37 kDa
Expédition	Pack de glace