


Mab De Lapin Anti-IL11Ra Pour Wb - Q14626

Numéro d'article: CM0011569



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant l'IL11RA humain (Q14626). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA, avec une réactivité croisée chez la souris et le rat. Idéal pour les études sur le cancer et le développement osseux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin IL11RA
Remarques/Alias	CRSDA ; IL11RA
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	3590
ID du gène	3590
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	Q14626
Poids de la protéine	45 kDa
Expédition	Sac de glace