


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-IL11Ra Pour Wb Et Elisa - Q14626

Numéro d'article: CM0028180



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin IL11RA validé pour le Western blot et l'ELISA. Détecte l'IL11RA humain avec une réactivité croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur la signalisation IL11, le développement craniofacial et la biologie du cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IL11RA Lapin pAb
Remarques/Alias	CRSDA ; IL11RA
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	3590
ID du gène	3590
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30-290 de l'IL11RA humain (NP_001136256.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14626
Poids protéique	45kDa
Expédition	Sac de glace