

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-IL12 Pour Wb Et Elisa - P29460

Numéro d'article: CM0005527



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-IL12 de haute qualité pour WB et ELISA, ciblant la sous-unité bêta de l'IL-12 humaine (IL12B), une cytokine critique pour la croissance des cellules T/NK et la production d'IFN-gamma. Convient pour la recherche en immunologie et le développement de DIS.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IL12 Lapin mAb
Remarques/Alias	CLMF; NKSF; CLMF2; IMD28; IMD29; NKSF2; IL-12B; IL12
Espèce	Humain
GeneID	3593
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-328 de l'IL12 humaine. (NP_002178.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P29460
Poids moléculaire	37kDa
Expédition	Sac de glace