


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-IL12 Pour Wb, Elisa - P29459 / P29460

Numéro d'article: CM0027314



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'IL12 humaine (p35/IL12A et p40/IL12B), adapté pour WB et ELISA. Utile pour l'étude de la signalisation des cytokines IL-12, la différenciation Th1 et les mécanismes de réponse immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IL12 Lapin pAb
Remarques/Alias	P35; CLMF; NFSK; NKSF1; IL-12A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3592/3593
GeneID	3592/3593
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-328 de l'IL12B humaine / 23-219 de l'IL12A humaine (NP_002178.2/NP_001384921.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P29459/P29460
Poids moléculaire	25kDa/37kDa
Expédition	Sac de glace