

Anticorps Polyclonal Anti-IL12A Pour Wb, Elisa - P29459

Numéro d'article: CM0024075



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin IL12A (P29459) est un anticorps polyclonal produit contre un peptide synthétique correspondant aux acides aminés 50-150 de l'IL12A humaine. Convient pour le WB et l'ELISA avec réactivité croisée envers l'IL12A humaine, murine et de rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin IL12A
Remarques/Alias	P35 ; CLMF ; NFSK ; NKSF1 ; IL-12A ; IL12A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3592
GeneID	3592
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 50 et 150 de l'IL12A humaine (NP_000873.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P29459
Poids moléculaire de la protéine	25 kDa
Expédition	Sac de glace