


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-IL12B Pour Wb, Ihc-P, Fc, Elisa - P43432

Numéro d'article: CM0004438



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant l'IL12B (p40) de souris, validé pour WB, IHC-P, FC (intra) et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain. Idéal pour la recherche sur la signalisation IL-12/IL-23.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IL12B Rabbit mAb
Remarques/Alias	p40 ; IL-12b ; IL12p40 ; IL-12p40 ; IL12B
Espèce	Souris
ID du gène (Humain)	3593
ID du gène	16160
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-335 de l'IL12B de souris (NP_001290173.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, FC (intra), ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P43432
Poids protéique	38 kDa
Livraison	Sac de glace