

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-IL12B Pour Wb, Elisa - P29460

Numéro d'article: CM0014922



Introduction

IL12B Rabbit pAb validé pour WB et ELISA. Reconnaît la sous-unité bêta de l'IL-12 humaine et murine, une cytokine impliquée dans l'activation des lymphocytes T et des cellules NK et la production d'IFN-gamma. Idéal pour la recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IL12B Rabbit pAb
Remarques / Alias	CLMF; NKSF; CLMF2; IMD28; IMD29; NKSF2; IL-12B; IL12B
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	3593
Identifiant de gène	3593
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-328 de l'IL12B humain (NP_002178.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P29460
Poids de la protéine	37 kDa
Expédition	Sac de glace