


## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-IL12B Pour Wb, Elisa - P43432

Numéro d'article: CM0020798



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-IL12B de souris pour WB et ELISA, réagissant de manière croisée avec l'humain. Cible la sous-unité p40 de l'IL-12 et de l'IL-23, cytokines clés dans l'activation des cellules T/NK et la production d'IFN-gamma. Usage recherche uniquement.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                                                         |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | IL12B Lapin pAb                                                                                                                                                |
| Remarques/Alias    | p40; IL-12b; IL12p40; IL-12p40; IL12B                                                                                                                          |
| Espèce             | Souris                                                                                                                                                         |
| GeneID (Humain)    | 3593                                                                                                                                                           |
| GeneID             | 16160                                                                                                                                                          |
| Immunogène         | Protéine recombinante<br>Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-335 de l'IL12B de souris. (NP_001290173.1). |
| Source             | Lapin                                                                                                                                                          |
| Catégorie          | Anticorps polyclonaux                                                                                                                                          |
| Application        | WB, ELISA                                                                                                                                                      |
| Réactivité croisée | Humain                                                                                                                                                         |
| SWISS              | P43432                                                                                                                                                         |
| Poids moléculaire  | 38kDa                                                                                                                                                          |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                                                   |