


Anticorps Polyclonal Anti-IL12Rb2 Pour Wb, Elisa - Q99665

Numéro d'article: CM0013069



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-IL12RB2 humain pour WB et ELISA, réactif croisé avec la souris et le rat. Idéal pour étudier la signalisation du récepteur IL-12 en biologie des cellules T et NK.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IL12RB2 Lapin pAb
Remarques/Alias	IL12RB2
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	3595
ID du gène	3595
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 420-620 de l'IL12RB2 humain (NP_001550.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q99665
Poids moléculaire de la protéine	97 kDa
Expédition	Sac de glace