


Anticorps Monoclonal Anti-IL13Ra1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P78552

Numéro d'article: CM0009386



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant l'IL13RA1 humaine (CD213A1, NR4, CT19). Validé pour le Western blot, l'IHC et l'ELISA. Explorez la signalisation IL-13/IL-4 ainsi que la biologie des antigènes cancer/testicule.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac anti-IL13RA1 de lapin
Remarques/Alias	NR4 ; CT19 ; CD213A1 ; IL-13Ra ; IL13RA1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	3597
GeneID	3597
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 100 de l'IL13RA1 humaine (P78552).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P78552
Poids de la protéine	49 kDa
Expédition	Sac de glace