


Anticorps Polyclonal Anti-IL13Ra1 Pour Wb, Elisa - P78552

Numéro d'article: CM0027921



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la sous-unité alpha-1 du récepteur de l'interleukine-13 (IL13RA1, CD213A1). Convient pour WB et ELISA sur humain et souris. L'immunogène recombinant détecte une protéine d'environ 49 kDa. Idéal pour la recherche sur la signalisation IL13/IL4 et les maladies inflammatoires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	IL13RA1 Lapin pAb
Remarques/Alias	NR4; CT19; CD213A1; IL-13Ra; IL13RA1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3597
GeneID	3597
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29-343 de l'IL13RA1 humaine (NP_001551.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P78552
Poids Protéique	49kDa
Expédition	Sac de glace