

Anticorps Polyclonal Anti-IL13Ra2 Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q14627

Numéro d'article: CM0021274



Introduction

Anticorps Polyclonal Lapin Anti-IL13RA2 validé pour WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Détecte la protéine IL13RA2 humaine, souris et rat. Pertinent pour les études sur la signalisation IL-13 et la modulation immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	IL13RA2 Lapin pAb
Remarques/Alias	CT19; IL-13R; IL13BP; CD213A2; IL13RA2
Espèce	Humain
ID de Gène	3598 (Humain)
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14627
Poids Protéique	44kDa
Expédition	Sac de glace