

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-IL13Ra2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q14627

Numéro d'article: CM0019592



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'IL13RA2 humain, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Idéal pour l'étude de la signalisation de l'IL-13, de la régulation immunitaire et de la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IL13RA2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	CT19 ; IL-13R ; IL13BP ; CD213A2 ; IL13RA2
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	3598
ID du gène	3598
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27 à 343 de l'IL13RA2 humaine (NP_000631.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q14627
Poids de la protéine	44 kDa
Expédition	Sac de glace