

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-IL15 Pour Wb Et Elisa - P40933

Numéro d'article: CM0019482



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'interleukine-15 (IL-15) humaine, validé pour les applications Western blot (WB) et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'IL-15 de souris. Adapté pour l'étude des réponses immunitaires médiées par l'IL-15 et des voies de signalisation inflammatoires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	IL15 Rabbit pAb
Remarques / Alias	IL15 ; IL-15 ; interleukine-15
Espèce	Humaine
ID du gène	3600
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 49-162 de l'IL15 humaine (NP_000576.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P40933
Poids de la protéine	14 kDa / 18 kDa
Expédition	Sac de glace