

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-IL15Ra Pour Wb, Elisa - Q60819

Numéro d'article: CM0020499



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la sous-unité alpha du récepteur de l'interleukine-15 de souris (IL-15RA). Validé pour les applications WB et ELISA. Convient aux études sur la signalisation de l'IL-15, la régulation immunitaire et la biologie des récepteurs de cytokines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IL15ra Rabbit pAb
Remarques/Alias	IL-15RA; IL15ra
Espèce	Souris
GeneID (humain)	3601
GeneID	16169
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 33 et 105 de l'IL15ra de souris (NP_032384.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q60819
Poids moléculaire	28 kDa
Expédition	Sac de glace