


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-IL17A Pour Wb, Elisa - Q16552

Numéro d'article: CM0014052



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'IL17A humaine, validé pour WB et ELISA. Convient à l'étude de l'immunité médiée par l'IL17A, de l'inflammation et de la défense antimicrobienne de l'hôte.

[En savoir plus](#)

Spécification	Détails
Nom du produit	IL17A Lapin pAb
Remarques/Alias	IL17; CTLA8; IL-17; ILA17; CTLA-8; IL-17A; IL17A
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	3605
ID de gène	3605
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-155 de l'IL17A humaine (NP_002181.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q16552
Poids de la protéine	18kDa
Expédition	Sac de glace