

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-IL17C Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9P0M4

Numéro d'article: CM0014952

Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin anti-IL17C, validé pour WB, IF/ICC et ELISA, reconnaît l'IL-17C humain, souris et rat. Idéal pour l'étude de l'immunité innée épithéliale et des réponses inflammatoires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IL17C Rabbit pAb
Remarques / Alias	CX2; IL-17C; IL17C
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	27189
ID du gène	27189
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-197 de l'IL17C humain (NP_037410.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9P0M4
Poids protéique	22kDa
Expédition	Sac de glace