

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-IL17F Pour Wb, Elisa - Q96Pd4

Numéro d'article: CM0030133



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'IL17F humain, adapté pour le WB et l'ELISA. Réagit avec l'humain et la souris ; cible une cytokine clé des cellules Th17 dans l'immunité innée et adaptative.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IL17F Rabbit pAb
Remarques/Alias	ML1 ; ML-1 ; IL17A ; CANDF6 ; IL-17F
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	112744
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 31-163 de l'IL17F humain (NP_443104.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q96PD4
Poids moléculaire de la protéine	18 kDa
Expédition	Sac de glace