

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-IL17Ra Pour Wb, Elisa - Q96F46

Numéro d'article: CM0012203



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant l'IL17RA (CD217) humain, validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée chez la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la fonction du récepteur IL-17 dans l'immunité innée et adaptative.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IL17RA Rabbit mAb
Remarques / Alias	CD217; IL17R; IMD51; CANDF5; CDw217; IL-17RA; hIL-17R; IL17RA
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23765
GeneID	23765
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 767 et 866 de l'IL17RA humain (Q96F46).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q96F46
Poids de la protéine	96 kDa
Expédition	Sachet de glace