

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-IL17Ra Pour Wb, Elisa - Q96F46

Numéro d'article: CM0015278



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'IL17RA humaine (récepteur IL-17 A, CD217), validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la signalisation IL-17, de l'inflammation et de la défense de l'hôte.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IL17RA Lapin pAb
Remarques/Alias	CD217; IL17R; IMD51; CANDF5; CDw217; IL-17RA; hIL-17R; IL17RA
Espèce	Humain
GeneID (humain)	23765
GeneID	23765
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 33-320 de l'IL17RA humaine (NP_055154.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96F46
Poids de la protéine	96 kDa
Expédition	Sac de glace