


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-IL17Rb Pour Wb & Elisa - Q9Nrm6

Numéro d'article: CM0017854



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique pour IL17RB humain, validé pour WB et ELISA. Présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. La cible est un récepteur pour IL17B et IL17E, impliqué dans la croissance/différenciation des cellules hématopoïétiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	IL17RB Lapin pAb
Remarques/Alias	CRL4; EVI27; IL17BR; IL17RH1; IL17RB
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	55540
ID de Gène	55540
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18-292 de l'IL17RB humain (NP_061195.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NRM6
Poids Protéique	56kDa
Expédition	Sac de glace