

Anticorps Polyclonal Anti-IL17Rd Pour Wb Et Elisa - Q8Nfm7

Numéro d'article: CM0017827

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant IL17RD humain (SEF, IL17RLM), validé pour WB et ELISA. Détecte IL17RD humain, souris et rat. Convient à l'étude de la signalisation FGF, de l'inhibition de la voie Ras-MAPK et de la localisation des récepteurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	IL17RD Lapin pAb
Remarques/Alias	SEF; HH18; IL-17RD; IL17RLM; IL17RD
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	54756
GeneID	54756
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 150-300 de l'IL17RD humain (NP_060033.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8NFM7
Poids Protéique	82kDa
Expédition	Sac de glace