

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-IL17Re Pour Wb, Elisa - Q8Nfr9

Numéro d'article: CM0016216

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'IL17RE humain, validé pour les applications WB et ELISA. Reconnaît l'IL17RE humaine et murine (UniProt Q8NFR9), un récepteur de l'IL17C impliqué dans l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	IL17RE Lapin pAb
Remarques/Alias	IL17RE
Espèce	Humain
GenelD	132014
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-260 de l'IL17RE humaine (NP_705613.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q8NFR9
Poids Protéique	75kDa
Expédition	Sac de glace