

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-IL18 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P70380

Numéro d'article: CM0021736

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'IL18 de souris, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Cible une cytokine pro-inflammatoire impliquée dans les réponses des cellules Th1 et NK.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IL18 Lapin pAb
Remarques/Alias	Igif; IL-18; IL18
Espèce	Souris
ID de gène (Humain)	3606
ID de gène	16173
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P70380
Poids de la protéine	22kDa
Expédition	Sac de glace