


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-IL18 Pour Wb, Ip, Elisa - Q14116

Numéro d'article: CM0012928



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'IL-18 humain (facteur inducteur d'IFN-gamma), validé pour WB, IP, ELISA. Idéal pour l'étude de la signalisation des cytokines inflammatoires, des réponses des cellules Th1/NK, de la pyroptose et de la recherche sur le carcinome ovarien. - Q14116

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IL18 Rabbit pAb
Remarques/Alias	IGIF ; IL-18 ; IL-1g ; IL1F4 ; IL18
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3606
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 37-193 de l'IL-18 humain (NP_001553.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q14116
Poids protéique	22 kDa
Expédition	Sac de glace